







	HOW TO USE	HOW TO USE	HOW TO MANAGEMENT	
Directions for use  1 Remove the transparent gel sheet from the bag  2 Remove the working path of the protective film  3 to align the current on the product  4 After confirming that the position is completely stuck, remove the protective film on the other side   6	3-4. How to use an effective 1.The low frequency is suitable to 15 minuts one time and 2-3 times a day, if used it a long time or feel harder with impetus, then you will feel tired at moment. 2.It's able to avoid 30minutes after dinner, and favour to do after shower or warm washing. 3-5. Taking care after using 1.please turn off power after using. 2.please separate adhesive gel pads from machine. 3.Please attach adhesive gel pad to pad holder. (To prevent adhesive pad for drying, which must paste it pad holder) 4.The dirty point and etc on case should be cleaned by wet cloth by neutral cleaning material and wiped it by drying cloth again. 5.Don't keep in sunshine, hot temperature and humidity,wet and dust place, closer fire, or shocking place etc. 6.To keep it by children who can not touch. 7.Don't touch drying battery terminal with wet hand. 7	4-1. Main machine  1.The dirty point and etc on the case is cleaned by wet cloth by neutral cleaning material and wipe it by drying cloth again. 2.Do not keep it in high or low temperatures or humidity when storing the unit. 4-2. Adhesive gel pad 1.You will fell un-comfortable if the pasting side of adhesive pad gets dirty or pasting power is getting weakness more and more. Then, you can use wet towel and clean dirty side for regaining pasting again at moment, but, if it gets moisture too much, that will re-act to pasting. 2.The adhesive gel pads(electrodes) should be replaced with the same type and model. 4-3. Charging method 1. Plug the top of the main unit into the computer or mobile phone charger 2. The main unit light is on, indicating that it is charging, and the light is off,indicating that it is full. 8	4-4. Install instruction  1. Assemble the host device on abdominal pad  2. Peel off the adhesive pads.  3. Assemble the host device on arm pads  4. Attach the pads on your arms.  5.Stick the abdominal muscles onto the body 9	START FAT BURNING 

	CÓMO UTILIZAR	CÓMO UTILIZAR	CÓMO GESTIÓN	
Instrucciones de uso  7	3-4.Cómo utilizar un eficaz 1. La baja frecuencia es adecuada para 15 minutos una vez, y 2-3 veces al día. Si lo usa por mucho tiempo o se siente más duro con el ímpetu, entonces se sentirá cansado en ese momento. 2. Se puede evitar 30 minutos después de la cena y favorecer para hacer después de la ducha o del lavado tibio 3-5.Cuidados después del uso 1. Apague la alimentación después de usarla. 2. Separe las almohadillas de gel adhesivas de la máquina. 3. Coloque la almohadilla de gel adhesiva en el soporte de la almohadilla. (Para evitar que la almohadilla adhesiva se seque, debe pegarla en el soporte de la almohadilla) 4. Se deben limpiar los puntos sucios, etc. de la carcasa. con un paño húmedo con un material de limpieza neutro y límpielo nuevamente con un paño seco. 5. No lo dejes expuesto al sol, a altas temperaturas ni a zumbidos. Idad, lugar húmedo y polvoriento, fuego más cercano o lugar impactante, etc. 6. Para que lo guarden los niños que no pueden tocarlo. 7. No toque el terminal de la batería que se está secando con la mano mojada. 7	4-1.Máquina principal  1. El punto sucio, etc. del estuche. se limpia con un paño húmedo con un material de limpieza neutro y se limpia nuevamente con un paño seco, 2. No lo mantengas a temperaturas altas o bajas ni a humedad. Idad al guardar la unidad. 4-2.Almohadilla de gel adhesiva 1. Te sentirás incómodo si el lado pegado de La almohadilla adhesiva se ensucia o el poder de pegado se debilita cada vez más. Luego, puede usar una toalla mojada y limpiar el lado sucio para recuperar el pegado nuevamente en este momento, pero si se humedece demasiado, eso reaccionará al pegar. 2. Las almohadillas de gel adhesivas (electrodos) deben reemplazarse. cedido con el mismo tipo y modelo. 4-3.Método de carga 1. Conecte la parte superior de la unidad principal a la computadora o cargador de teléfono móvil 2. La luz de la unidad principal está encendida, lo que indica que está Cargando y la luz está apagada, lo que indica que está llena. 8	4-4.Instrucción de instalación  9	COMENZAR QUEMAR GRASA 

	WIE BENUTZT MAN	WIE BENUTZT MAN	HOWTO-MANAGEMENT	STARTFETTVERBRENNUNG
Gebrauchsanweisung  1. Remove the transparent gel sheet from the bag. 2. Remove the working path of the protective film.  3. To align the current on the product. 4. After confirming that the position is completely stuck, remove the protective film on the other side.  5. Remove the protective film on the other side.  6. Remove the protective film on the other side.	3-4. Wie man ein wirksames Mittel verwendet 1. Die niedrige Frequenz ist für eine einmalige Wiedergabe von 15 Minuten geeignet und 2-3 Mal am Tag. Wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden oder sich bei Schwung schwerer fühlen, werden Sie sich vorübergehend mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet und erneut mit einem trockenen Tuch abgewischt. 2. Es ist in der Lage, 30 Minuten nach dem Abendessen zu vermeiden und nach dem Duschen oder warmen Waschen tun 3-5. Vorsicht nach dem Gebrauch 1. Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus 2. Bitte trennen Sie die Klebegelpads von der Maschine 3. Bitte befestigen Sie das selbstklebende Gelpad am Padhalter (Um zu verhindern, dass das Klebepad austrocknet. Der Padhalter muss eingeklebt werden.) 4. Die verschmutzten Stellen usw. am Gehäuse sollten gereinigt werden mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet und erneut mit einem trockenen Tuch abgewischt. 5. Nicht in der Sonne, bei hohen Temperaturen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren. Idity.Nasser und staubiger Ort, näheres Feuer oder schockierender Ort usw. 6. Um es von Kindern aufzubewahren, die es nicht berühren können. Behalten Sie den trocknenden Batteriepol nicht mit nassen Händen	4-1. Hauptmaschine 1. Die schmutzige Stelle usw. am Gehäuse wird mit einem feuchten Tuch mit neutralem Reinigungsmittel gereinigt und erneut mit einem trockenen Tuch abgewischt. 2. Bewahren Sie es nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen oder Feuchtigkeit auf. Achten Sie beim Aufbewahren des Geräts auf Vorsicht. 4-2. Klebegelpad 1. Sie werden sich unwohl fühlen, wenn die Klebeseite beschädigt ist. Das Klebepad verschmutzt oder die Klebekraft lässt immer mehr nach. Anschließend können Sie ein feuchtes Handtuch und eine saubere, schmutzige Seite verwenden, um die Klebung sofort wieder aufzunehmen. Wenn die Feuchtigkeit jedoch zu stark wird, führt dies zu einer Rückwirkung der Klebung 2. Die selbstklebenden Gelpads (Elektroden) sollten ersetzt werden. mit dem gleichen Typ und Modell geliefert werden. 4-3. Lademethode 1. Schließen Sie die Oberseite des Hauptgeräts an den Computer an oder Handy-Ladegerät 2. Das Licht am Hauptgerät leuchtet und zeigt damit an, dass die Batterie aufgeladen, und das Licht ist aus, was anzeigt, dass es voll ist.	4-4. Installationsanleitung  1. Bauen Sie das Host-Gerät zusammen am Bauchpolster. 2. Ziehen Sie den Kleber ab Pads.  3. Bauen Sie das Host-Gerät zusammen auf meinen Pads. 4. Befestigen Sie die Polster an Ihren Armen.  5. Kleben Sie den Bauch Muskeln auf den Körper	

	COMMENT UTILISER	COMMENT UTILISER	COMMENT GESTION	
Mode d'emploi  1 Remove the transparent gel sheet from the bag  2 Remove the working path of the protective film  3 to align the current on the position  4 After confirming that the position is completely stuck, remove the protective film on the other side    6	3-4.Comment utiliser un outil efficace 1. La basse fréquence convient à 15 minutes une fois et 2 à 3 fois par jour. Si vous l'utilisez longtemps ou si vous vous sentez plus fort avec impulsion, vous vous sentirez fatigué à ce moment-là. 2. Il est possible d'éviter 30 minutes après le dîner et de privilégier à faire après la douche ou le lavage chaud 3-5.Prendre soin après utilisation 1. veuillez éteindre l'alimentation après utilisation 2. Veuillez séparer les tampons de gel adhésif de la machine. 3. Veuillez fixer le tampon de gel adhésif au support du tampon. (Pour empêcher le tampon adhésif de sécher. Il faut le coller sur le support du tampon) 4. Le point sale, etc. sur le boîtier doit être nettoyé en l'humidifiant avec un produit de nettoyage neutre et en l'essuyant à nouveau avec un chiffon séchant. 5. Ne pas garder au soleil, à la température chaude et au bourdonnement. 6. idité. endroit humide et poussiéreux, feu plus proche ou endroit choquant, etc. 7. À conserver par les enfants qui ne peuvent pas le toucher 8. Ne touchez pas la borne de la batterie qui sèche avec les mains mouillées. 7	4-1.Machine principale  1. Le point sale, etc. sur le boîtier est nettoyé avec un chiffon humide avec un produit de nettoyage neutre et essuyé à nouveau avec un chiffon séchant, 2. Ne le conservez pas à des températures élevées ou basses ou à l'humidité lors du stockage de l'appareil. 4-2. Coussinet de gel adhésif 1. Vous vous sentirez mal à l'aise si le côté collage de Le tampon adhésif se salit ou le pouvoir de collage s'affaiblit de plus en plus. Ensuite, vous pouvez utiliser une serviette humide et nettoyer le côté sale pour retrouver le collage à nouveau, mais s'il y a trop d'humidité, cela réagira au collage. 2. Les coussinets de gel adhésif (électrodes) doivent être remplacés, cédé avec le même type et modèle. 4-3.Méthode de chargement 1. Branchez le haut de l'unité principale sur l'ordinateur ou chargeur de téléphone portable 2. Le voyant de l'unité principale est allumé, indiquant qu'il est en charge et le voyant est éteint, indiquant qu'il est plein. 8	4-4.Instructions d'installation  1 Assemble the peripheral host on the abdominal cushion  2 Décollez l'adhésif tampons.  3 Assemblez le périphérique hôte sur mes électrodes  4 Fixez les coussinets sur vos bras.  5 Collez l'abdomen muscles sur le corps 9	COMMENCER À BRÛLER LES GRAISSES 

	使い方	使い方	ハウツー管理	
使用法の指示  1 Remove the transparent gel sheet from the bag  2 Remove the working path of the protective film  3 to align the current on the product  4 After confirming that the position is completely stuck, remove the protective film on the other side  5  6	3-4.効果的な使い方 1.低周波は1回15分に適しています。 1日2〜3回。長時間使用したり、勢いよく硬く感じたりすると、すぐに効果が減ります。 2.夕食後30分を避けることができ、好意的です シャワーまたは温水洗浄後に行うこと 3-5.使用後のお手入れ 1.使用後は電源を切ってください 2.粘着ジェルパッドを機械から分離してください。 3.粘着ジェルパッドをパッドホルダーに取り付けてください。 (粘着パッドの乾燥を防ぐため、パッドホルダーに貼り付ける必要があります) 4.ケースの汚れ箇所等を綺麗にしてください。 中性洗剤で濡らしてから再度乾いた布で拭きます。 5.日光、高温、湿気の多い場所に保管しないでください。 湿気やほこりのある場所、火の近く、衝撃を与える場所など。 6.触ることのできないお子様の手の届かないところに保管すること 7.濡れた手で乾電池の端子に触れないでください。 7	4-1.メインマシン 1.ケースの汚れ等 中性洗剤を使用して濡れた布で拭き、再度乾いた布で拭きます。 2.高温または低温、または騒音の多い場所に保管しないでください。 ユニットを保管するときのアイデンティティ。 4-2.粘着ジェルパッド 1.貼り付ける面が逆だと不快感を感じます。 粘着パッドが汚れたり、貼り付け力がどんどん弱くなっています。 その後、濡れたタオルを使用して汚れた面をきれいにすると、すぐに貼り直すことができますが、湿気が多すぎると貼り付けに再反応します。 2.粘着ジェルパッド（電極）は交換する必要があります。 同じタイプとモデルの ced。 4-3.充電方法 1.本体上部をパソコンに差し込みます。 または携帯電話の充電器 2.本体のライトが点灯し、正常であることを示します。 充電中、ライトが消え、充電されていることを示します。 8	4-4.インストール手順 1.ホスト機器を組み立てる 腹部パッドに 2.粘着剤を剥がします パッド。 3.ホスト機器の組み立て AMパッドで 4.腕にパッドを取り付けます。 5.腹部を貼り付ける 体についた筋肉 9	脂肪燃焼を始めましょう 

	COME USARE	COME USARE	GESTIONE COME	
Istruzioni per l'uso  1 Remove the transparent gel sheet from the bag 2 Remove the working path of the protective film  3 To align the current on the product 4 After confirming that the position is completely stable, remove the protective film on the other side  6	3-4.Come utilizzare un efficace 1.La bassa frequenza è adatta a 15 minuti una volta e 2-3 volte al giorno. Se lo usi da molto tempo o ti senti più forte con slancio, allora ti sentirai stanco in questo momento. 2. È in grado di evitare 30 minuti dopo cena e favorire da fare dopo la doccia o il lavaggio caldo 3-5.Prendersi cura dopo l'uso 1.si prega di spegnere l'alimentazione dopo l'uso 2.Separare i cuscinetti in gel adesivo dalla macchina 3. Collegare il cuscinetto in gel adesivo al supporto del cuscinetto (Per evitare che il cuscinetto adesivo si asciughi, è necessario incollarlo sul supporto del cuscinetto) 4. Il punto sporco e così via sulla custodia devono essere puliti con un panno umido e un detergente neutro e asciugarlo nuovamente con un panno asciutto. 5. Non esporre al sole, a temperature elevate e all'umidità Identità: luoghi umidi e polverosi, fuoco più vicino o luoghi scioccanti, ecc. 6. Per tenerlo lontano dai bambini che non possono toccarlo 7.Non toccare il terminale della batteria in fase di asciugatura con le mani bagnate 7	4-1.Macchina principale  1.Il punto sporco ecc. sulla custodia viene pulito con un panno umido con un detergente neutro e asciugato nuovamente con un panno asciutto, 2.Non conservarlo a temperature alte o basse o umidità identità durante la conservazione dell'unità. 4-2.Cuscinetto in gel adesivo 1. Ti sentirai a disagio se incolli il lato il tampone adesivo si sporca o la forza di incollaggio si indebolisce sempre di più. Quindi, puoi usare un asciugamano bagnato e pulire il lato sporco per riacquistare l'incollaggio in un momento, ma, se diventa troppa umidità, ciò reagirà all'incollaggio 2. I cuscinetti in gel adesivo (elettrodi) devono essere sostituiti ceduto con lo stesso tipo e modello. 4-3.Metodo di ricarica 1.Collegare la parte superiore dell'unità principale al computer o caricatore del cellulare 2.La spia dell'unità principale è accesa, a indicare che lo è in carica e la luce è spenta, indicando che è piena. 8	4-4.Istruzioni per l'installazione  1.Assemblare il dispositivo host sul cuscinetto addominale  2.Rimuovere l'adesivo pastiglie.  3.Assemblare il dispositivo host sui cuscinetti del mattino  4.Attacca gli elettrodi sulle braccia.  5.Attaccare l'addome muscoli sul corpo 9	INIZIA A BRUCIARE I GRASSI 